



TAUROLOCK HEP 500 ou TM

Solução anticoagulante e antimicrobiana, para preencher o lúmen do cateter.

Tem como principais benefícios:

- 1- Prevenção de infecções relacionadas ao cateter, por ser uma solução anti séptica, bactericida e fungicida, matando bactérias e fungos em 2 horas;
- 2- Não é antibiótico por isso não cria resistência;
- 3- Evita a formação do biofilme e de coágulos, mantendo o lúmen do cateter;
- 4- Não é medicamento;
- 5- Sem risco nenhum para o paciente, caso caia na corrente sanguínea. Não é recomendável;
- 6- Pode ser utilizado em crianças e bebês com menos de dois anos de idade.

Como usar na Hemodiálise:

- Lavar o cateter com soro;
- Colocar a quantidade do TauroLock em quantidade suficiente para preencher completamente o lúmen do cateter. Consulte as instruções do fabricante para saber o volume exato que deverá ser introduzido;
- Paciente vai para casa;
- Retira o TauroLock do cateter, lava com soro
- Paciente pronto para Diálise

Como usar na Oncologia ou na Nutrição Parenteral:

- Lavar o cateter com soro;
- Colocar a quantidade do TauroLock em quantidade suficiente para preencher completamente o lúmen do cateter. Consulte as instruções do fabricante para saber o volume exato que deverá ser introduzido;
- Deixar no mínimo 2 horas o produto por dia;
- Retira o TauroLock do cateter, lava com soro para aplicar a medicação;
- Em caso de pacientes que irão ficar 30 dias, sem receber o medicamento, interessante trocar o TauroLock de 15 em 15 dias.

OBS:

- ✓ Caso não utilize todo o produto da ampola, pode colocar o restante em uma seringa luer-lock, eliminar o ar e utilizar em até 12 dias. Muito importante identificar com lote e data da validade do produto.
- ✓ Caso seja padronizado o frasco, o produto pode ser utilizado em 48 horas, após o primeiro furo na borracha. Em caso da não utilização do restante do produto que irá sobrar em 48 horas, deve-se de imediato, colocar em uma ou mais seringa o produto que irá sobrar utilizar em até 12 dias. Muito importante identificar com lote e data da validade do produto.
- ✓ Indicado para cateteres em Diálise peritoneal.

ANVISA: 80567510003 e 80567510006

Uma empresa focada em produtos inovadores, de qualidade e preocupada com a preservação da Natureza.

Telefones: (71) 3508-7725 / 3508-7840

www.taurovita.com.br



TAUROLOCK U25000

Este produto é utilizado para desbloqueio do look do cateter em 45 minutos. **Elimina a formação do coagulo e da fibrina.**

Tem como principais benefícios:

1. Desbloqueio do cateter em 45 minutos;
2. Elimina o Biofilme;
3. Não é medicamento e nem antibiótico;
4. Sem risco nenhum para o paciente, caso caia na corrente sanguínea. Não é recomendável.
5. Redução no custo na compra de novos cateteres;
6. Redução no custo de uma nova cirurgia;
7. Redução no custo de materiais.
8. **CONFORTO PARA O PACIENTE DEBILITADO.**
9. Pode ser utilizado em crianças e bebês com menos de dois anos de idade.

Como usar na Hemodiálise:

- Lave o dispositivo de acesso vascular com soro fisiológico.
- Dissolva a uroquinase através da adição de 5 mL de TauroLock™. A solução reconstituída deverá ser utilizada imediatamente.
- Instile vagarosamente o TauroLock™-U25.000 no dispositivo de acesso vascular em quantidade suficiente para preencher completamente o lúmen do cateter. Consulte as instruções do fabricante para saber o volume exato que deverá ser introduzido.
- Deixe no cateter por 45 minutos e depois retire. Caso seja necessária outra aplicação, pode ser feito de imediato, o que é muito raro.
- Lave novamente o dispositivo de acesso vascular com soro fisiológico.

OBS:

- ✓ Em 99 % dos casos não é necessário a aplicação de outra dosagem do TauroLock U25000, caso seja necessária o mesmo pode ser aplicado de imediato.
- ✓ Para uma aplicação correta, sugerimos utilizar o restante da Uroquinase em outro cateter que já deve estar pronto, para que após diluído seja aplicado de imediato. Nem que seja em apenas em um lúmen.
- ✓ Indicamos para ser utilizado antes do TauroLock HEP500 ou TM, para deixar o cateter com o lúmen 100% desobstruído.
- ✓ Pode ser utilizado também para assepsia do cateter, coloca-se o TauroLock U25000 no cateter e pode mandar o paciente para casa com o produto.
- ✓ Quando diluído teremos 5000 unidades de Uroquinase por ml, sem riscos para o paciente.

ANVISA: 80567510004

Uma empresa focada em produtos inovadores, de qualidade e preocupada com a preservação da Natureza.

Telefones: (71) 3508-7725 / 3508-7840

www.taurovita.com.br